

Abstrich auf das SARS-CoV-2-Virus

1. Ziehen Sie den Tupfer aus der Transportröhre.
2. Befeuchten Sie den Tupfer zuerst 2 Sekunden in den Wangentaschen.
3. Streichen Sie als nächstes **2 Sekunden lang** den Rachen ab. Führen Sie den Tupfer dazu in kleinen Zickzackbewegungen über die Rachenhinterwand.
4. Wenn Ihr Kind Schnupfen hat, nehmen Sie mit dem Tupfer jetzt noch etwas Sekret aus dem Naseneingangsbereich auf.
5. Stecken Sie den Tupfer wieder zurück in die Transportröhre.

