


## SARS-CoV-2-Abstrich

1. Ziehen Sie den Tupper aus der Transportröhre.

2. Nasenrachenabstrich:  
Führen Sie den Tupper unter **Drehbewegungen** waagrecht durch den unteren Nasengang **bis an die Rachenwand** und wieder zurück.



3. Sofern ein Nasenrachenabstrich nicht möglich ist: Streichen Sie **2 Sekunden lang** den Rachen ab. Führen Sie den Tupper dazu in Zickzackbewegungen über die Rachenhinterwand.



4. Stecken Sie den Tupper wieder zurück in die Transportröhre.