


Nasenrachenabstrich:

Führen Sie den Tupfer unter **Drehbewegungen** waagrecht durch den unteren Nasengang bis an die **Rachenwand**, **drehen in dort 3 Sekunden lang** und ziehen Sie ihn wieder unter Drehbewegungen langsam zurück.



Kombinierter Rachen- und Nasenabstrich:

Streichen Sie **3 Sekunden lang** den Rachen ab. Führen Sie den Tupfer dazu in Zickzackbewegungen über die Rachenhinterwand.

Führen Sie dann den Tupfer etwa 2 cm in **ein Nasenloch**. Wischen Sie mit einer **drehenden Bewegung 5 Sekunden lang** die Schleimhaut an der **Naseninnenseite** ab. Wiederholen Sie den Vorgang auf der **anderen Nasenseite**.

